

Anticorpo Monoclonale Anti-AP2A2/Alpha2-Adaptin Per Wb, Elisa - O94973

Numero articolo: CM0003898

introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio Alpha2-adaptin/AP2A2 di CamelBio è validato per WB ed ELISA. Rileva l'AP2A2 umana e murina, un adattatore della clatrina chiave nell'endocitosi. Ideale per la ricerca in neuroscienze e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Alpha2-adaptin/AP2A2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptin/AP2A2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	161
ID Gene	161
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 590-939 della Alpha2-adaptin/AP2A2 umana (NP_036437.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O94973
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio