

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ap2M1 Per Wb E Elisa - Q96Cw1

Numero articolo: CM0016197



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia AP2M1, una subunità chiave del complesso adattatore AP-2 coinvolto nell'endocitosi mediata da clatrina. Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso campioni di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AP2M1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1173
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 134-433 di AP2M1 umano (NP_004059.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96CW1
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio