

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ap2M1 Per Wb, Elisa - Q96Cw1

Numero articolo: CM0019136



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio AP2M1 di CamelBio, validato per WB ed ELISA, si rivolge alla subunità mu del complesso AP-2 coinvolta nell'endocitosi mediata dalla clatrina. Adatto per campioni umani, con un peso molecolare rilevato di 50kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AP2M1 Rabbit pAb
Note/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1173
GenelD	1173
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96CW1
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio