


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ap2S1 Per Wb Ed Elisa - P53680

Numero articolo: CM0015431



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AP2S1 (subunità sigma del complesso AP-2), validato per WB ed ELISA. Riconosce AP2S1 umano, murino e di ratto. L'immunogeno è una proteina ricombinante che copre la regione N-terminale. Essenziale per lo studio dell'endocitosi mediata dalla clatrina e del trasporto delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	AP2S1 Rabbit pAb
Note/Alias	AP17; FBH3; HHC3; FBHOK; CLAPS2; AP2S1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	1175
ID del gene	1175
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-142 di AP2S1 umano (NP_004060.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P53680
Peso della proteina	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio