

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-AP3D1 Per Wb, Elisa - O14617

Numero articolo: CM0018013



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-AP3D1 validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con AP3D1 umano e murino. Ideale per la ricerca sul complesso adattatore AP-3, sul traffico lisosomiale e sulla sindrome di Hermansky-Pudlak.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AP3D1 pAb di coniglio
Note/Alias	ADTD; HPS10; hBLVR; AP3D1
Specie	Umano
GeneID (umano)	8943
GeneID	8943
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-700 di AP3D1 umano (NP_003929.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	O14617
Peso della proteina	130 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante