


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Apaf1 Per Wb Ed Elisa - O14727

Numero articolo: CM0008325



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante diretto contro APAF1 umano. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con proteine umana e murina. Rileva la proteina APAF1 endogena (38-142 kDa).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] APAF1 Rabbit mAb
Note/Alias	CED4, APAF-1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	317
ID Gene	317
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 470-600 di APAF1 umana (NP_863651.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Murina
SWISS	O14727
Peso Proteico	38-142 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio