

Anticorpo Policlonale Anti-Apba1 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02410

Numero articolo: CM0023631



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato ad APBA1 (MINT1/X11). Validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA in tessuti umani e di topo. Strumento essenziale per lo studio dell'esocitosi delle vescicole sinaptiche, della processazione dell'APP e del traffico dei recettori NMDA. Affidabile per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	APBA1 Rabbit pAb
Note/Alias	X11; X11A; LIN10; MINT1; D9S411E; X11ALPHA; APBA1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	320
ID Gene	320
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-390 di APBA1 umano (NP_001154.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q02410
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio