

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Apbb1 Per Wb, Elisa - 000213

Numero articolo: CM0024557



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro APBB1 umano (FE65) per applicazioni di WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per lo studio della risposta al danno al DNA, della regolazione trascrizionale e delle vie patologiche della malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APBB1 Rabbit pAb
Note/Alias	RIR; FE65; MGC:9072; APBB1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	322
ID Gene	322
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 359-708 di APBB1 umano (NP_663722.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O00213
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio