

Anticorpo Policlonale Anti-Apc Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P25054

Numero articolo: CM0025687



introduzione

Anticorpo policlonale anti-APC convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con l'APC (312 kDa) umano, murino e di ratto. Adatto per lo studio della soppressione tumorale, la segnalazione Wnt e la migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit pAb
Note/Alias	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Specie	Uomo
GeneID (umano)	324
GeneID	324
Immunogeno	Proteina ricombinante. Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2600-2760 dell'APC umano (NP_000029.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P25054
Peso proteico	312kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio