

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Apc Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25054

Numero articolo: CM0005625



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro la proteina APC umana (adenomatous polyposis coli), convalidato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul soppressore tumorale e sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Specie	Umano
GeneID	324
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2600-2760 dell'APC umana (NP_000029.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25054
Peso proteico	312kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio