

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Apc Per Wb, Ip, Elisa - P25054

Numero articolo: CM0002567



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'APC umano (adenomatous polyposis coli), un soppressore tumorale nella segnalazione Wnt. Validato per WB, IP, ELISA; cross-reattivo con topo e ratto. Per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniglio mAb
Note/Alias	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	324
GeneID	324
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'APC umano (NP_000029.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25054
Peso Proteico	312kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio