


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Apcs Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02743

Numero articolo: CM0023156



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'APCS umano (Componente P dell'amiloide sierica). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per lo sviluppo di saggi diagnostici e per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APCS Rabbit pAb
Note/Alias	SAP; PTX2; HEL-S-92n; APCS
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	325
ID Gene	325
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-223 dell'APCS umano (NP_001630.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P02743
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio