

Anticorpo Policlonale Anti-Apeh Per Wb, If/Icc, Elisa - P13798

Numero articolo: CM0018435

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro APEH umano (enzima che rilascia gli acilaminoacidi), adatto per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Utile per lo studio della degradazione dei peptidi N-acilati e dell'attività idrolasica sulle proteine ossidate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APEH Rabbit pAb
Note/Alias	APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; APEH
Specie	Umano
GeneID (umano)	327
GeneID	327
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di APEH umano (NP_001631.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P13798
Peso della proteina	81 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante