

Anticorpo Policlonale Anti-Apeh Per Wb, Ip, Elisa - P13798

Numero articolo: CM0025042

introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-APEH di Coniglio validato per applicazioni WB, IP ed ELISA, con reattività crociata in umano, topo e ratto. Mira all'enzima rilasciante acilamminoacidi (P13798), un idrolasi citoplasmatica di 81 kDa per la degradazione di peptidi N-acilati. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] APEH Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; EH
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	327
ID Gene	327
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di APEH umana (NP_001631.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13798
Peso Proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio