


Anticorpo Policlonale Anti-Apex1/Ape1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P27695

Numero articolo: CM0015642



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro APEX1/APE1 umano (SWISS P27695), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce la nucleasi di riparazione del DNA/regolatore redox da 36 kDa, ideale per la ricerca sulla via BER e sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APEX1/APE1 Rabbit pAb
Note/alias	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1
Specie	Umano
GeneID (umano)	328
GeneID	328
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-318 di APEX1/APE1 umano (NP_542380.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P27695
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante