


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Apex1/Ape1 (Convalidato Ko) Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P27695

Numero articolo: CM0026130



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO per APEX1/APE1 umano (AP endonucleasi 1, REF1). Rileva una banda di 36 kDa. Ideale per WB, IF/ICC, IP, ELISA nella ricerca sullo stress ossidativo e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] APEX1/APE1 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; E1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	328
ID Gene	328
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-318 di APEX1/APE1 umano (NP_542380.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P27695
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio