


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aph1A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Bi3

Numero articolo: CM0018321



introduzione

APH1A Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio mirato alla subunità APH1A della gamma-secretasi. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata umana e murina. Supporta la ricerca sulle vie di clivaggio di Notch e APP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APH1A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	APH-1; APH-1A; CGI-78; 6530402N02Rik; APH1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51107
GeneID	51107
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi da 200 al C-terminale dell'APH1A umana (NP_001071096.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96Bi3
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio