

Anticorpo Policlonale Anti-Apip Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gx9

Numero articolo: CM0028244



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'APIP umano (metiltioribulosio-1-fosfato deidratasi). Validato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di recupero della metionina e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APIP Rabbit pAb
Note/Alias	APIP2; CGI29; hAPIP; CGI-29; MMRP19; APIP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51074
GeneID	51074
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-242 dell'APIP umano (NP_057041.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96GX9
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio