


Anti-Apitd1 Coniglio Pab - Q8N2Z9

Numero articolo: CM0025855



introduzione

Anticorpo policlonale contro l'APITD1 umano (CENPS), un attore chiave nella via dell'anemia di Fanconi e nell'assemblaggio del cinetocoro. Validato per WB ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APITD1 Coniglio pAb
Note/Alias	MHF1; APITD1; CENP-S; FAAP16
Specie	Umano
GeneID (Umano)	378708
GeneID	378708
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-138 dell'APITD1 umano (NP_954988.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8N2Z9
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio