

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aplf Per Wb, Elisa - Q8lw19

Numero articolo: CM0020106



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-APLF validato per Western blot (WB) e ELISA. Rileva l'APLF umano con reattività crociata verso il ratto. Ideale per ricerche su riparazione del danno al DNA, chaperone di istoni e via NHEJ. 57 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APLF Rabbit pAb
Note/Alias	APFL; PALF; Xip1; ZCCHH1; C2orf13; APLF
Specie	Umana
GeneID (Umana)	200558
GeneID	200558
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-380 dell'APLF umano (NP_775816.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q8IW19
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio