


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aplp1 Per Wb, If-P, Elisa - P51693

Numero articolo: CM0025933



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-APLP1 convalidato per applicazioni WB, IF-P e ELISA. Rileva APLP1 in campioni di origine umana, topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione postsinaptica, l'apoptosi neuronale e le vie correlati all'Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APLP1 Rabbit pAb
Note/Alias	APLP; APLP1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	333
GeneID	333
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 470-580 della APLP1 umana (NP_005157.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51693
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio