


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Aplp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51693

Numero articolo: CM0026913



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro l'APLP1 umano (proteina 1 simile alla proteina precursore dell'amiloide beta). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APLP1 Rabbit pAb
Note/Alias	APLP; APLP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	333
ID gene	333
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 285-490 dell'APLP1 umano (NP_005157.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51693
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio