

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aplp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q06481

Numero articolo: CM0030576



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio APLP2 di alta qualità per WB, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle amiloidi e sull'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APLP2 Coniglio pAb
Note/Alias	APPH, APPL2, CDEBP, APLP-2, APLP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	334
ID Gene	334
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 370-580 di APLP2 umana (NP_001633.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q06481
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio