


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Apoa1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02647

Numero articolo: CM0014824



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-APOA1 validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva l'APOA1 umano con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico, sull'aterosclerosi e sulle malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APOA1 pAb di coniglio
Note/alias	HPALP2; apo(a); APOA1
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	335
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 25-267 dell'APOA1 umano (NP_000030.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P02647
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante