

Anticorpo Policlonale Anti-Apoa4 Per Wb, Elisa - P06727

Numero articolo: CM0028556



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'APOA4 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico e sulle malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APOA4 Rabbit pAb
Note/Alias	APOA4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	337
GeneID	337
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 227-396 dell'APOA4 umano (NP_000473.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06727
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio