

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Apoa4 Per Wb, Elisa - P06727

Numero articolo: CM0007370



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro APOA4 umano. Validato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico, studi sul trasporto del colesterolo e sviluppo diagnostico. Funziona su campioni umani. Anticorpo ad alta affinità che targeting degli aminoacidi 21-396. Riconosce una proteina di ~45kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APOA4 mAb Coniglio
Note/Alias	APOA4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	337
Gene ID	337
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 21-396 di APOA4 umano (NP_000473.2))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incro	Umano
SWISS	P06727
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio