

Anticorpo Policlonale Anti-Apoa5 Per Wb, Elisa - Q6Q788

Numero articolo: CM0018252

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting APOA5 umano, validato per Western blotting e ELISA. Riconosce APOA5 umano e murino, un regolatore chiave del metabolismo dei trigliceridi. Adatto per la ricerca sui lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APOA5 Rabbit pAb
Note/Alias	RAP3; APOAV; APOA5
Specie	Umano
Gene ID	116519 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 207-366 di APOA5 umano (NP_443200.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q6Q788
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio