


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Apob Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04114

Numero articolo: CM0023089



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'APOB umano (apoB-100/apoB-48). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva l'APOB umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico, l'aterosclerosi e le malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	APOB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FLDB; FCHL2; LDLQC4; apoB-48; apoB-100
Specie	Umano
GenelD (Umano)	338
GenelD	338
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1890-2190 dell'APOB umano (NP_000375.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04114
Peso Proteico	516kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio