

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Apobec3A Per Wb E Elisa - P31941

Numero articolo: CM0018449



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro APOBEC3A umano (A3A) per Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce un enzima di editing del DNA di 23 kDa coinvolto nella difesa antivirale e nella restrizione dei retrotrasposoni. Reagisce anche con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APOBEC3A Rabbit pAb
Note/alias	A3A; ARP3; PHRBN; bK150C2.1; APOBEC3A
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	200315
GeneID	200315
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-199 di APOBEC3A umano (NP_663745.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P31941
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante