


Anticorpo Monoclonale Anti-Apobec3B Per Wb - Q9Uh17

Numero articolo: CM0006634



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-APOBEC3B di alta qualità convalidato per WB e ELISA. Reagisce con APOBEC3B umano, una deaminasi del DNA coinvolta nell'immunità innata antivirale e nella restrizione dei retrotrasposoni. Immunogeno ricombinante (aa 120-220).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APOBEC3B Rabbit mAb
Note/Alias	A3B; ARP4; ARCD3; PHRBNL; APOBEC1L; bK150C2.2; DJ742C19.2; APOBEC3B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9582
Gene ID	9582
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9UH17
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio