


Anticorpo Policlonale Anti-Apobec3B Per Wb, Elisa - Q9Uh17

Numero articolo: CM0029726



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'APOBEC3B umano, una citidina deaminasi del DNA coinvolta nella difesa antivirale. Convalidato per WB e ELISA. Immunogeno ricombinante, 46 kDa. Ideale per la ricerca sulla replicazione dei retrovirus e l'immunità ospite.

[Ulteriori informazioni](#)