


Anticorpo Policlonale Anti-Apobec3C Per Wb - Q9Nrw3

Numero articolo: CM0015399



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-APOBEC3C validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Rileva l'APOBEC3C umano, una DNA citidina deaminasi che limita retrovirus e retrotrasposoni. Adatto per la ricerca sull'immunità antivirale e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APOBEC3C Rabbit pAb
Note/Alias	A3C; PBI; ARP5; ARDC2; ARDC4; APOBEC1L; bK150C2.3; APOBEC3C
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	27350
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 dell'APOBEC3C umano (NP_055323.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NRW3
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio