

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Apobec3D Per Wb, Elisa - Q96Ak3

Numero articolo: CM0012837

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega all'APOBEC3D umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della restrizione dei retrovirus e dell'immunità innata. Supportato dall'esperienza di CamelBio nella fornitura di materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	APOBEC3D Rabbit pAb
Note/Alias	A3D; A3DE; ARP6; APOBEC3E; APOBEC3DE; APOBEC3D
Specie	Umano
GeneID (Umano)	140564
GeneID	140564
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 207-386 dell'APOBEC3D umano (NP_689639.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96AK3
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio