

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Apobec3G Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc16

Numero articolo: CM0013480



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-APOBEC3G validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce la deaminasi della citidina da 46 kDa con attività antivirale; presenta reattività crociata con specie umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sulla restrizione dei retrovirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APOBEC3G pAb di coniglio
Note/alias	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dj494G10.1; APOBEC3G
Specie	Umana
GeneID (umano)	60489
GeneID	60489
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-330 di APOBEC3G umano (NP_068594.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9HC16
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante