

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Apobec3G Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc16

Numero articolo: CM0017344



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-APOBEC3G di alta qualità validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce l'APOBEC3G umano, murino e ratto, un fattore chiave dell'immunità innata che inibisce l'HIV-1 e altri retrovirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APOBEC3G Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dJ494G10.1; APOBEC3G
Specie	Umano
GeneID (Umano)	60489
GeneID	60489
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9HC16
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio