

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Apoc1 Per Ihc-P Ed Elisa - P02654

Numero articolo: CM0027119



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro l'Apolipoproteina C-I (APOC1) umana, validato per applicazioni IHC-P ed ELISA. Rileva APOC1 umano e di ratto, un regolatore chiave del metabolismo dei lipidi plasmatici. Adatto per la ricerca cardiovascolare e sulle lipoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APOC1 Rabbit pAb
Note/Alias	Apo-CI, ApoC-I, apo-CIB, apoC-IB, APOC1
Specie	Umano
Gene ID	341
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-83 dell'APOC1 umana (NP_001636.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P02654
Peso proteico	9kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio