


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Apoc2 Per Wb, Elisa - P02655

Numero articolo: CM0020026



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato all'Apolipoproteina C-II umana (APOC2). Validato per applicazioni WB ed ELISA con reattività crociata verso umano e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APOC2 pAb coniglio
Note/Alias	APO-CII; APOC-II; APOC2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	344
Gene ID	344
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-101 di APOC2 umano (NP_000474.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P02655
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio