

Anticorpo Monoclonale Anti-Apoe Per Wb, If/Icc, Elisa - P02649

Numero articolo: CM0009084



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-APOE di alta qualità, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce la proteina APOE umana (36 kDa), coinvolta nel trasporto lipidico e nella ricerca sulla malattia di Alzheimer. Ideale per IVD e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APOE Rabbit mAb
Note/Alias	AD2, LPG, APO-E, ApoE4, LDLQC5
Specie	Umana
GeneID (umano)	348
GeneID	348
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 19-317 dell'APOE umano (NP_000032.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P02649
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta