

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Apoe Per Wb E Elisa - P02649

Numero articolo: CM0024637



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Apoe di topo, adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con l'APOE umano. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico, il trasporto del colesterolo e le malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Apoe Rabbit pAb
Note/Alias	Apo-E; Apoe
Specie	Topo
GeneID (umano)	348
GeneID	11816
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P02649
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio