

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Apoe Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02649

Numero articolo: CM0014701



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-APOE validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con APOE umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico, sulla malattia di Alzheimer e sulle patologie cardiovascolari e neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APOE Rabbit pAb
Note/Alias	AD2; LPG; APO-E; ApoE4; LDLQC5; APOE
Specie	Umano
GeneID	348
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 41-307 dell'APOE umano (NP_000032.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P02649
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante