

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Apoer2/Lrp8 Per Wb, Elisa - Q14114

Numero articolo: CM0004609



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità diretto contro ApoER2/LRP8 umano, adatto per Western blotting e ELISA. Rileva LRP8 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione di Reelin, lo sviluppo neuronale e l'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Anti-ApoER2/LRP8
Note/Alias	MCI1; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7804
ID Gene	7804
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 864-963 di ApoER2/LRP8 umano (Q14114).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14114
Peso Molecolare Proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio