

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Apoer2/Lrp8 Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q14114

Numero articolo: CM0015479



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato ad ApoER2/LRP8 umano, validato per WB, IF, IHC, ELISA con reattività crociata verso il ratto. Ideale per investigare la segnalazione Reelin e l'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ApoER2/LRP8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MCI1; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7804
GeneID	7804
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 900 fino al terminale C di ApoER2/LRP8 umano (NP_004622.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q14114
Peso proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio