


Anticorpo Policlonale Anti-Apoh Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P02749

Numero articolo: CM0013546



introduzione

Anticorpo policlonale anti-APOH da coniglio di alta qualità validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva la beta-2-glicoproteina 1 (Apo-H) in campioni umani e di topo, un regolatore essenziale della coagulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APOH Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BG; B2G1; B2GP1; APOH
Specie	Umana
GeneID (Umana)	350
GeneID	350
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-345 della APOH umana (NP_000033.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	P02749
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio