

Anticorpo Policlonale Anti-Apol1 Per Ihc-P, Elisa - O14791

Numero articolo: CM0031083



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-APOL1 convalidato per IHC-P e ELISA. Reagisce con APOL1 umano e di ratto (44 kDa). Essenziale per studiare il trasporto lipidico, il metabolismo del colesterolo e la funzione del fattore litico dei tripanosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APOL1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	8542
ID Gene	8542
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 179-398 della APOL1 umana (NP_003652.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Ratto
SWISS	O14791
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio