

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Apol1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O14791

Numero articolo: CM0012273



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'APOL1 umano, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. L'APOL1 è coinvolto nel trasporto dei lipidi e nella lisi dei tripanosomi, ideale per la ricerca sul metabolismo e sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-APOL1
Note/Alias	APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	8542
GeneID	8542
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 303-398 dell'APOL1 umano (O14791)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O14791
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio