


Anticorpo Monoclonale Anti-Apolipoproteina A1/Apoa1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P02647

Numero articolo: CM0005464



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Apolipoproteina A1/APOA1 di alta qualità validato per WB, IF/ICC, ELISA su Umano, Mouse, Ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo del colesterolo, trasporto dei lipidi e malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Apolipoproteina A1/APOA1 mAb Coniglio
Note/Alias	HPALP2; apo(a); Apolipoproteina A1/APOA1
Specie	Umano
GeneID (umano)	335
GeneID	335
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-267 dell'Apolipoproteina A1/APOA1 umana (NP_000030.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P02647
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio