

Anticorpo Policlonale Anti-Apolipoproteina A2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P02652

Numero articolo: CM0014641

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'apolipoproteina A2 umana (ApoA-II), convalidato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica e ELISA. Ha reattività crociata con topo e ratto. Utile per lo studio del metabolismo delle HDL, il trasporto lipidico e le malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Apolipoproteina A2 Rabbit pAb
Note/Alias	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotein A2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	336
GeneID	336
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'Apolipoproteina A2 umana (NP_001634.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P02652
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio