

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Apolipoproteina A2 Per Wb, If-P, Elisa - P02652

Numero articolo: CM0009060

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che bersaglia l'Apolipoproteina A2 umana (apoA-II), convalidato per WB, IF-P, ELISA. Rileva l'ApoA2 di uomo, topo e ratto. ApoA2 è una apolipoproteina principale delle HDL coinvolta nel trasporto e nel metabolismo dei lipidi, per cui questo anticorpo è ideale per la ricerca cardiovascolare e metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Apolipoproteina A2 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotein A2
Specie	Umana
GeneID	336
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 dell'Apolipoproteina A2 umana (NP_001634.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P02652
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio