


Anticorpo Monoclonale Anti-Apolipoproteina B (ApoB) Per Wb Ed Elisa - P04114

Numero articolo: CM0008118



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ApoB validato per WB ed ELISA con reattività crociata su ratto. Riconosce l'ApoB umana (516 kDa), la principale proteina delle LDL che media il legame al recettore e il trasporto del colesterolo. Ideale per la ricerca cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-ApoB
Note/Alias	FLDB; FCHL2; LDLQC4; apoB-48; apoB-100; ApoB
Specie	Umano
ID Gene	338
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 50-150 dell'ApoB umana (P04114)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	P04114
Peso Proteico	516 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio