


Anticorpo Policlonale Anti-Apolipoproteina C3 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P02656

Numero articolo: CM0017647



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Apolipoproteina C3 umana (APOC3), validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Apolipoproteina C3 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	Apo-C3; ApoC-3; APOCIII; Apolipoproteina C3
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	345
ID Gene	345
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-99 dell'Apolipoproteina C3 umana (NP_000031.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P02656
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio